

# Handleiding



**LIFE  
WATCHER**

Altijd dichtbij.

## Installatie instructies



# Inhoudsopgave



**Stap 1: toestel aanzetten, meteen gebruiksklaar!** pagina 3

**Stap 2: testen** pagina 3

**In geval u en/of anderen mee willen kijken in de LifeWatcher app:**

**Stap 3: App downloaden en installeren** pagina 4

**Stap 4: LifeWatcher account aanmaken** pagina 4

**Stap 5: NAW-gegevens invullen** pagina 5

**Stap 6: toestel aan uw account koppelen** pagina 5

**Stap 7: gegevens van de drager invoeren** pagina 5

**Hulpverlener toevoegen** pagina 6

**Naar toestel bellen** pagina 7



## Stap 1: Horloge of SOS Button aanzetten

Zet het horloge aan door de knop aan de zijkant van het horloge circa 5-7 seconden ingedrukt te houden tot het LifeWatcher logo in beeld komt. Controleer in de display van het horloge of er voldoende netwerkbereik is (minimaal 2 streepjes bereik). Is dit niet het geval, leg het horloge dan op een plaats waar wel voldoende netwerkbereik is.



De SOS Button werkt hetzelfde als het horloge, maar druk bij de button 5-7 seconden op de SOS knop aan de voorkant om deze aan te zetten.



De SOS Button Pro gaat automatisch aan zodra deze in de oplader wordt gezet. Dit toestel heeft geen scherm en geeft daarom een spraakbericht zodat u weet dat het toestel aan staat.



Indien het toestel niet aangaat, laad dan eerst de batterij volledig op.

## Belangrijk:

Het toestel is meteen gebruiksklaar als u het ontvangt, d.w.z. dat het juiste nummer van de alarmcentrale al is ingesteld en u bij gebruik dus direct bij de alarmcentrale uitkomt.

Altijd brengt zelf de maandelijkse kosten bij u in rekening

## Stap 2: Alarm testen

Om u ervan te verzekeren dat alles goed functioneert, adviseren wij om een testmelding te doen. Druk hiervoor 3 seconden op de alarmknop van het toestel. Bij onze horloges is dit de knop aan de zijkant. Bij de SOS buttons is dit de SOS knop op de voorkant van het toestel.

Indien de testmelding niet werkt, controleer dan of het toestel wel aanstaat en of het toestel wel GSM bereik heeft.

*Goed om te weten: als u 3 seconden op de alarmknop drukt wacht dan totdat er opgenomen wordt. Druk niet nogmaals op de alarmknop want dan beëindigt u de SOS melding.*



Als uw familie, vrienden of b.v. buren mee willen en mogen kijken in de LifeWatcher App (locatie zien, meldingen over eventuele alarmen krijgen), dan is dat mogelijk. Natuurlijk kan u dat als gebruiker zelf ook. Doorloop daarvoor de volgende stappen:

### Stap 3: App downloaden en installeren

Download en installeer de LifeWatcher app uit Google Playstore of Apple Appstore op uw smartphone. Om de app te installeren, zoekt u naar de app 'LifeWatcher'. U herkent de app aan dit logo:



### Stap 4: LifeWatcher account aanmaken

Open de LifeWatcher app op uw smartphone. U komt dan in het inlogscherf.

Doorloop hier de volgende stappen om u te registreren:

1. Kies de optie 'Registreer' vanuit het inlogscherf.
2. Kies een eigen verzonden gebruikersnaam.  
*Let op: De persoon die zijn of haar account als eerste koppelt aan het toestel, wordt automatisch de hoofdgebruiker (beheerder). Dit is later niet meer aan te passen. De hoofdgebruiker heeft de regie over wie nog meer zijn of haar account aan het toestel mag koppelen of niet.*
3. Kies en bevestig uw wachtwoord.
4. Vul uw emailadres in.  
Dit emailadres wordt gebruikt voor een eventuele wachtwoordreset in het geval u uw wachtwoord vergeten bent.  
*Tip: controleer het e-mail adres dat u ingeeft goed. Als een account éénmaal is aangemaakt dan kan het e-mail adres niet meer worden gewijzigd.*
5. Ga akkoord met de algemene voorwaarden.
6. Druk op 'Registreren' om uw registratie te bevestigen.

## Tip!

Lukt het niet om te registreren? Controleer of uw wachtwoord de juiste karakters bevat, denk aan het bijzondere teken (gebruik bij voorkeur een uitroepteken of vraagteken),  
**hoofdletter en cijfer.**

Lukt het nog steeds niet? Wellicht is uw gebruikersnaam al in gebruik. Personaliseer in dat geval uw gebruikersnaam door bijvoorbeeld cijfers te gebruiken.



### **Stap 5: NAW-gegevens invullen**

Na het aanmaken van uw Lifewatcher account, komt u in het scherm om uw NAW-gegevens in te vullen.

**Let op!** Het gaat hierbij om uw eigen gegevens, niet om de gegevens van de drager van het horloge of button.

Vul uw NAW-gegevens in en druk op 'volgende' om door te gaan.

### **Stap 6: Toestel (horloge, button) aan uw account koppelen**

U komt nu terecht in het hoofdscherm van de app. Bovenin staat een pop-up met 'toestel en simkaart koppelen'. Druk hierop om het toestel en de simkaart aan uw account te verbinden.

Scan het ID-nummer op de achterzijde van het toestel. Lukt dit niet? Voer het ID-nummer dan handmatig in.

**Let op!** Indien u al een toestel aan uw account gekoppeld heeft en u wilt een toestel toevoegen, dan kan dit ook.

Selecteer dan achtereenvolgens "Mijn Profiel" en "Toestel toevoegen". Het icoontje om naar "Mijn Profiel" te gaan staat hier rechts afgebeeld en vindt u onder in het hoofdscherm op de grijze balk.



### **Stap 7: Gegevens van de drager invoeren**

Bij deze stap voert u de naam van de drager van het alarmtoestel in. U kunt hier ook een profielfoto toevoegen. Druk hiervoor op 'camera' om direct een foto te maken of kies er een via 'fotobibliotheek'.

Is alles ingevuld? Druk dan op 'doorgaan'.

# Hulpverlener toevoegen



U kunt een onbeperkt aantal hulpverleners toegang geven. Iedere hulpverlener dient onze app te downloaden en te installeren. Volg hiervoor hetzelfde proces als hiervoor beschreven staat onder “Toestel installeren” (stappen 2-5).

Op het moment dat een tweede hulpverlener het toestel wil koppelen aan zijn/haar account (stap 5), dan wordt hier toestemming voor gevraagd aan de hoofdgebruiker (de persoon die het toestel als eerste heeft gekoppeld). Pas nadat de hoofdgebruiker goedkeuring heeft gegeven, wordt het toestel daadwerkelijk gekoppeld en heeft de tweede hulpverlener toegang tot de toestelinstellingen en locatiegegevens.

In de app van de hoofdgebruiker komt het verzoek binnen onder “Aanvragen hulpverleners”. Deze functie staat in het informatie menu (tandwiel rechtsonder in het hoofdscherm). Bij het accepteren van het verzoek tot toegang kan uit drie opties worden gekozen: Volledige, Standaard of Beperkte toegang. Bij de opties staat uitgelegd wat de verschillen zijn.



Indien hier geen bezwaren tegen zijn, raden wij aan om voor Volledige toegang te kiezen. U bent dan niet meer afhankelijk van één persoon voor eventuele aanpassingen in de toestelinstellingen. Indien u niet wilt dat de nieuwe hulpverlener de locatiegeschiedenis van de drager kan inzien, kies dan voor Beperkte toegang. Deze hulpverlener kan nog wel de actuele locatie zien, omdat dit essentieel is op het moment dat er alarm wordt geslagen.

De persoon die het toestel als eerste heeft gekoppeld, blijft de hoofdgebruiker. Dit is dus de enige persoon die andere hulpverleners kan toevoegen en verwijderen of de rol kan aanpassen. Om dit te doen gaat u binnen de “Toestel instellingen” naar de “Extra instellingen” onder de functie “Hulpverleners”.

Van hoofdgebruiker wisselen kan alleen als de huidige hoofdgebruiker het toestel loskoppelt van zijn of haar account.

Iedereen die onze app op zijn telefoon heeft geïnstalleerd en deze heeft gekoppeld aan een specifiek toestel krijgt pushberichten met belangrijke meldingen (bij activatie van het toestel alarmeren als de batterij van het toestel bijna leeg is).

**Let Op!** U moet de LifeWatch app op uw mobiele telefoon toestemming geven om de pushberichten vanuit onze app te ontvangen.

# Naar toestel bellen



De primaire functie van onze toestellen is dat u met onze horloges en buttons een noodoproep kunt doen. Na activeren van de SOS knop belt ons toestel naar de alarmcentrale.

Het is echter ook mogelijk om naar onze toestellen toe te bellen. Bel hiervoor het mobiele nummer dat op het meegeleverde blauw-witte kartonnen kaartje staat. Om de drager van onze toestellen te beschermen, is het echter alleen mogelijk om met vooraf aangegeven telefoonnummers naar de toestellen te bellen.

Indien u dus naar het horloge of de button wilt bellen, dan moet u eerst zorgen dat uw telefoonnummer in onze app wordt toegevoegd aan een van de Toegangslijsten. Doorloop de volgende stappen om bij de toegangslijsten te komen: “Toestellen” - “Extra instellingen” - “Toegangslijst 1 of 2”.

Het maakt niet uit in welke lijst u uw telefoonnummer zet. Let wel weer op dat u het nummer aaneengesloten invoert, dus zonder spaties, punten of andere tekens.

Staat uw nummer niet in een van deze lijsten of heeft u nummerherkenning uit staan op uw telefoon, dan kunt u dus niet naar het horloge of de button toe bellen.

**Veel plezier met uw  
horloge of SOS button!**